



N° 01		Normas de Rotinas
Processo: SALA DE INALAÇÃO		
Local de Abrangência: Serviços onde conta com a sala de inalação		
NORMAS		
<ul style="list-style-type: none">• É de responsabilidade do profissional de enfermagem:• Organizar a sala;• Realizar limpeza concorrente (com água e sabão nas superfícies e após realizar desinfecção com álcool a 70%) no início de cada plantão;• Solicitar ao serviço geral que realize diariamente limpeza concorrente e semanalmente limpeza terminal;• Desinfecção dos materiais de inalação.		
N° Ações	Agente	Ação
01	Técnicos de Enfermagem	Preparar material necessário para o plantão, trocar o soro fisiológico utilizado no procedimento a cada 24 horas.
02	Técnicos de Enfermagem	Executar os procedimentos conforme prescrição médica e/ ou do enfermeiro, anotando no verso na própria receita com letra legível a data, horário, nome e COREN.
03	Técnicos de Enfermagem	Lavar criteriosamente os inaladores logo após o uso com água e sabão os materiais, retirando os resíduos, em seguida enxaguar em água corrente e colocá-los sobre um campo limpo.
04	Técnicos de Enfermagem	Secar os materiais com pano limpo.
05	Técnicos de Enfermagem	Observar durante a lavagem e secagem as condições de uso dos materiais e comunicar o enfermeiro a necessidade de reposição.
06	Técnicos de Enfermagem	Colocar o material seco em imersão no hipoclorito a 0,5% - em caixa fechada - por 30 minutos. OBS: Não deixe por maior tempo.
07	Técnicos de Enfermagem	Enxaguar o material em água corrente, secar e armazenar em local fechado e limpo.
08	Técnicos de Enfermagem	Manter a sala limpa, organizada e abastecida, verificando diariamente a validade dos medicamentos.
09	Técnicos de	Ao final do expediente ver se tem materiais na caixa de






	Enfermagem	desinfecção, retirar todos os materiais extensores, máscaras e proceder o término da desinfecção.
10	Técnicos de Enfermagem	Após a utilização, desprezar a solução de hipoclorito de sódio e lavar a caixa, deixar limpa para o dia seguinte.

Água sanitária deve ser preparada nas medidas corretas para uma desinfecção adequada e eficaz.

Concentração de hipoclorito de sódio	Concentração da solução desinfetante					
	0,05%		0,1%		0,5%	
	Para a lavagem de mãos e roupas		Para desinfetar superfícies, pisos, utensílios de limpeza e necrotérios		Para derramamentos de fluidos corporais (sangue, vômito etc.)	
	Hipoclorito de sódio	Quantidade de água	Hipoclorito de sódio	Quantidade de água	Hipoclorito de sódio	Quantidade de água
1%	50 ml	950 ml	100 ml	900 ml	500 ml	500 ml
3%	15 ml	985 ml	30 ml	970 ml	154 ml	846 ml
4%	13 ml	987 ml	25 ml	975 ml	125 ml	875 ml
5%	10 ml	990 ml	20 ml	980 ml	100 ml	900 ml
10%	5 ml	995 ml	10 ml	990 ml	50 ml	950 ml

20/06/2024	<p>Danieli Martins Enfermeira Responsável Técnica</p> <p>Coren-SC 213588</p>  <p>Danieli Martins ENFERMEIRA COREN-SC 213588</p>
------------	--

